



SIEMENS SONOLINE PRIMA SLC INKL VAGINAL & KONVEX SONDE

SKU: Z042013

zzgl. [Versandkosten](#)

mitgeliefert wird das Gerät mi folgenden Sonden.

1 x Vaginal Sonde PART Nr. 5727086-LE888

1 x Konvex Sonde 3.5Mhz 3.5C40S Part Nr
4529314-L0850

Vollfunktionsfähig


www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

14.00

S/W (Schwarz-weiß) Ultraschall- Gerät

- 3 umschaltbare Sonden-Anschlüsse
- Bildfunktionen: B, B+B, 2B, 4B, M, B/M, und A-Mode
- Dynamikbereich bis 66 dB
- 256 Graustufen



- Pre- und Postprocessing Programme
- Erweiterte dynamische Fokussierung 1, 2 oder 4 Fokuszonen
- R/L Umkehr und 90 / 180 / 270 Grad Bildrotation

Normal

0

21

false

false

false

DE

X-NONE

X-NONE

```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Normale Tabelle";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri", "sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}
```

Sehr gepflegt

mitgeliefert wird das Gerät mit folgenden Sonden.



1 x Vaginal Sonde PART Nr. 5727086-LE888

1 x Konvex Sonde 3.5Mhz 3.5C40S Part Nr 4529314-L0850

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

