



## [SIEMENS SONOLINE PRIMA SLC MIT SEKTOR & LINEAR SONDE](#)

**SKU:** N082015

**Siemens Sonoline Prima SLC** ist ein vielseitiges Ultraschallgerät, das mit einer Sektor- und Linearsonde ausgestattet ist und präzise Bildgebung für vielfältige diagnostische Anwendungen bietet. Die Kombination aus hoher Auflösung und benutzerfreundlicher Bedienung ermöglicht effiziente Untersuchungen in der klinischen Praxis.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Siemens Sonoline Prima SLC** ist ein vielseitiges, hochmodernes Ultraschallsystem, das speziell für den klinischen Alltag entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine herausragende Bildqualität und einfache Bedienbarkeit aus und eignet sich ideal für eine Vielzahl diagnostischer Anwendungen.

Ausgestattet mit einer **Sektor- und Linearsonde** bietet das Sonoline Prima SLC eine flexible Nutzungsmöglichkeit, die sowohl für die kardiologische als auch für die allgemeine Ultraschalldiagnostik optimal ist. Die Sektorsonde ermöglicht eine exzellente Darstellung tiefer liegender Strukturen mit einem weiten Blickfeld, während die Linearsonde besonders für oberflächliche Untersuchungen und Gefäßdarstellungen geeignet ist.

### **Hauptmerkmale und Vorteile:**

- **Hochauflösende Bildgebung:** Ermöglicht präzise Diagnosen durch scharfe, kontrastreiche Bilder.
- **Dual-Sonden-System:** Schneller Wechsel zwischen Sektor- und Linearsonde für eine breite Palette von Untersuchungen.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerung mit leicht zugänglichen Funktionen für effiziente



Untersuchungsabläufe.

- **Portables Design:** Kompaktes und leichtes Gerät, ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen.
- **Vielseitige Einsatzgebiete:** Geeignet für kardiologische, abdominale, gynäkologische, urologische und vaskuläre Untersuchungen.
- **Fortschrittliche Bildverarbeitungssoftware:** Verbessert die Bildqualität durch Rauschunterdrückung und Kontrastoptimierung.

Das Siemens Sonoline Prima SLC unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und präzise Diagnosen zu stellen, indem es eine hervorragende Kombination aus Leistung, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit bietet. Durch die Integration der Sektor- und Linearsonde in einem System wird die Untersuchungseffizienz maximiert und eine breite klinische Anwendung ermöglicht.

**Fazit:** Das Siemens Sonoline Prima SLC mit Sektor- und Linearsonde ist ein zuverlässiges Ultraschallsystem, das durch seine herausragende Bildqualität, vielseitige Sondenoptionen und einfache Handhabung überzeugt. Es ist eine optimale Lösung für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise Diagnostik und effiziente Arbeitsabläufe legen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 77 kg

