



**SIEMENS ULTRASCHALLKOPF, SONDE**  
**LINEAR 7.5L40 7.5MHZ FÜR**  
**ULTRASCHALLGERÄT**

**SKU:** C052012

zzgl. [Versandkosten](#)

Linear-Ultraschallkopf 7.5Mhz  
Im sehr gepfegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Linear-Ultraschallkopf ( Sonde ) 7.5Mhz L40 / Ultrasound Transducer Linear Array 7.5L40  
Für Ultraschallgerät VersaPro  
Part Nr 4305566-L0850  
Im sehr gepfegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

