



SIEMENS ULTRASCHALLKOPF, SONDE
SEKTOR 3.5MHZ FÜR SIEMENS
ULTRASCHALLGERÄT / VERSA PRO

SKU: A052012

zzgl. [Versandkosten](#)

Sektor-Ultraschallkopf 3.5Mhz
Im sehr gepfegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sektor-Ultraschallkopf (Sonde) 3.5Mhz / Ultrasound Transducer 4523630

Für Ultraschallgerät VersaPro

Durchmesser. 15

Model Nr.45 23 630 L0850

Serien Nr.01022 S01

Made in Germany

Im sehr gepfegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com



0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

