



SIEMENS VERSANT KPCR 06635872
MOLECULAR SYSTEM AD

SKU: N/A



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Siemens VERSANT® kPCR Molecular System AD ist ein automatisiertes Echtzeit-PCR-System, das speziell für die molekulare Diagnostik entwickelt wurde. Es bildet zusammen mit dem VERSANT kPCR Sample Prep (SP) eine modulare Plattform zur effizienten Durchführung von Nukleinsäuretests, insbesondere bei respiratorischen Pathogenen wie SARS-CoV-2, Influenza A/B und RSV.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

