



## SLE 5000 PÄDIATRIE-BEATMUNG // PÄDIATRIE RESPIRATOR // INFANT RESPIRATOR

**SKU:** D082014

**4.165,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Artikel-Standort: Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

**SLE 5000 - Die beste Lösung für die Pädiatrie-Beatmung**

**Konventionelle und High-Frequency Ventilation**

Neben der bekannten und oft genutzten High Frequency Oscillation (HFO) wurden zusätzlich die Pressure Support Ventilation (PSV) und die Targeted Tidal Volume Ventilation (TTV) in unser Repertoire der konventionellen Beatmungsmodi aufgenommen.

Der SLE 5000 kann Patienten mit einem Körpergewicht von 300 g bis 30 kg beatmen.

**Beatmungsmodi**

**CPAP, CMV + TTV, PTV, PSV, SIMV + TTV + PSV, HFO, HFO + CMV**

**PSV, HFO, HFO + CMV\***



Möglichkeit zur Voreinstellung aller Parameter in jedem Beatmungsmodus  
HFO mit aktiver Expiration für die Unterstützung einer grossen Spanne von Patienten  
Bedienung per Farb-Touch-Screen  
Integrierte Flow-Messung, Visualisierung der Lungenfunktionen und Anzeigevon Loops und Kurven  
Errechnung von Tendenzen der gemessenen Parameter  
Ein Standard-Patientensystem für alle Beatmungsmodi  
Einzigartige, patentierte, ventillose Technik  
Integrierte Batterie mit einer Laufzeit von 60 Minuten  
Die Gerätesoftware ist upgradebar zur Integration neuer oder verbesserter Funktionen  
Möglichkeit zur Voreinstellung aller Parameter in jedem Beatmungsmodi

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

