



SMITH MEDICAL EQ-5000 EQUATOR LEVEL 1 CONECTIVE WARMING

SKU: CZ092024 - AE032026 (2 x)

1.199,00 € 409,50 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Smith Medical EQ-5000 Equator Level 1 Conective Warming System ist ein medizinisches Gerät, das zur Erwärmung von Patienten verwendet wird. Es wird häufig in klinischen Umgebungen eingesetzt, um Hypothermie zu verhindern und die Körpertemperatur während chirurgischer Eingriffe oder in der postoperativen Phase aufrechtzuerhalten.

Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des EQ-5000 Systems:

1. **Patientenwärmung:** Das System bietet eine kontrollierte Erwärmung, um sicherzustellen, dass die Körpertemperatur des Patienten während des Eingriffs stabil bleibt. Dies ist besonders wichtig, da Hypothermie zu Komplikationen führen kann.
2. **Einfache Bedienung:** Das EQ-5000 ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass medizinisches Personal es leicht bedienen kann. Die Einstellungen können schnell angepasst werden, um den spezifischen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden.
3. **Vielseitigkeit:** Das System kann in verschiedenen klinischen Szenarien eingesetzt werden, einschließlich Anästhesie, Intensivpflege und Notfallmedizin.
4. **Sicherheit:** Das Gerät verfügt über Sicherheitsfunktionen, um Überhitzung zu vermeiden und eine sichere Anwendung zu gewährleisten.
5. **Zubehör:** In der Regel sind spezielle Decken oder Matten erhältlich, die mit dem System verwendet werden können, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
6. **Kompakte Bauweise:** Das Design ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene klinische Umgebungen ohne viel Platzbedarf.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

