



## **SMITH & NEPHEW 500XL XENON LICHTQUELLE**

**SKU:** CO102024

**2.000,00 € 1.404,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Smith & Nephew 500XL Xenon Lichtquelle ist ein medizinisches Gerät, das in der Chirurgie und Endoskopie verwendet wird, um eine helle und klare Beleuchtung des Operationsfeldes zu gewährleisten. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu dieser Lichtquelle:

1. **Xenon-Technologie:** Die Lichtquelle nutzt Xenon-Glühlampen, die eine hohe Lichtintensität und eine natürliche Farbwiedergabe bieten. Dies ist besonders wichtig für Chirurgen, um Gewebe und Strukturen präzise zu erkennen.
2. **Helligkeitsregelung:** Viele Modelle bieten die Möglichkeit, die Helligkeit anzupassen, um den spezifischen Anforderungen des Eingriffs gerecht zu werden.
3. **Kühlungssystem:** Um eine Überhitzung der Lampe zu vermeiden, verfügen diese Lichtquellen oft über integrierte Kühlsysteme.
4. **Kompatibilität:** Die 500XL Xenon Lichtquelle ist in der Regel mit verschiedenen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten kompatibel.
5. **Benutzerfreundlichkeit:** Sie sind oft so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, mit klaren Bedienelementen und Anzeigen.
6. **Zuverlässigkeit:** Smith & Nephew ist bekannt für die Herstellung von hochwertigen medizinischen Geräten, die auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

