



SMITH & NEPHEW DYONICS 72200616 POWERMAX ELITE SHAVER HANDPIECE 72200616

SKU: AA022020-NV

Das **Smith & Nephew Dyonics 72200616 PowerMax Elite Shaver Handpiece** ist ein leistungsstarkes, ergonomisch gestaltetes chirurgisches Instrument zur effizienten Gewebeentfernung in arthroskopischen Eingriffen. Es gewährleistet präzise Kontrolle und optimale Leistung bei minimalinvasiven Operationen.



Categories: [Fundgrube](#), [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Smith & Nephew Dyonics 72200616 PowerMax Elite Shaver Handpiece** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für den Einsatz in der arthroskopischen Chirurgie entwickelt wurde. Dieses Handstück ist Teil des PowerMax Elite Systems und bietet eine optimale Kombination aus Leistung, Zuverlässigkeit und Ergonomie, um Chirurgen bei minimalinvasiven Eingriffen bestmöglich zu unterstützen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarkes Design:** Das Handstück ermöglicht eine präzise und effiziente Gewebeentfernung durch seine ausgeklügelte Antriebstechnologie, die eine hohe Schnittgeschwindigkeit und Drehmoment gewährleistet.
- **Ergonomische Formgebung:** Das leichte und gut ausbalancierte Design sorgt für eine komfortable Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längeren Operationen.
- **Kompatibilität:** Das Dyonics 72200616 Handpiece ist kompatibel mit einer Vielzahl von Shaver-Loops und Zubehörteilen der PowerMax Elite Linie, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen ermöglicht.
- **Robuste Bauweise:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, garantiert das Handstück eine lange



Lebensdauer und zuverlässige Funktion auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

- **Einfache Reinigung und Wartung:** Das Design unterstützt eine unkomplizierte Sterilisation und Pflege, um höchste Hygienestandards im Operationssaal sicherzustellen.

Anwendungsgebiete:

Das PowerMax Elite Shaver Handpiece 72200616 wird vor allem in der orthopädischen Chirurgie eingesetzt, insbesondere bei arthroskopischen Verfahren an Gelenken wie Knie, Schulter, Hüfte und Ellenbogen. Es ermöglicht präzise Schnitte und das gezielte Entfernen von Weichteilen, Meniskus oder beschädigtem Knorpelgewebe.

Durch seine zuverlässige Leistung und einfache Handhabung ist das Smith & Nephew Dyonics 72200616 PowerMax Elite Shaver Handpiece ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen, die Wert auf höchste Präzision und Sicherheit legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

