



[SMITH & NEPHEW DYONICS ACCESS 15 IRRIGATION PUMP](#)

SKU: IG032025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Arthroskopie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die SMITH & NEPHEW DYONICS Access 15 Irrigation Pump ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Gerät, das Ärzten und Chirurgen hilft, die Sicht während von arthroskopischen und minimalinvasiven Eingriffen zu verbessern und eine saubere Umgebung im Operationsbereich zu gewährleisten. Sie ist ein wesentliches Hilfsmittel für die Durchführung präziser, effektiver chirurgischer Eingriffe.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

