



## [SMITH & NEPHEW DYONICS ACCESS 15 PUMPE](#)

SKU: HM032025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Arthroskopie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Smith & Nephew Dyonics Access 15 Pumpe ist ein zuverlässiges, präzise steuerbares Gerät, das besonders in der Arthroskopie und anderen minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen von entscheidender Bedeutung ist. Durch ihre benutzerfreundliche Steuerung, ihre genaue Flüssigkeitsregulation und ihre Sicherheitsfunktionen bietet sie Chirurgen die notwendige Unterstützung, um Eingriffe sicher und erfolgreich durchzuführen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

