



SMITHS MEDICAL MX960 MODULAR TRANSDUCER PLATES

SKU: JI012025-NV

Smiths Medical MX960 Modular Transducer Plates sind hochwertige, modulare Messplatten, die präzise und zuverlässige Druck- und Kraftmessungen in medizinischen Anwendungen ermöglichen. Sie zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und einfache Integration in verschiedene Systeme aus, um eine optimale Patientenüberwachung sicherzustellen.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Smiths Medical MX960 Modular Transducer Plates** sind hochpräzise, modulare Drucksensorplatten, die speziell für den Einsatz in der medizinischen Überwachung und Patientenversorgung entwickelt wurden. Diese Transducer Plates bieten eine zuverlässige und genaue Messung von physiologischen Signalen, insbesondere im Bereich der invasiven und nicht-invasiven Blutdruckmessung.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Modulares Design:** Die MX960 Transducer Plates sind so konzipiert, dass sie flexibel in verschiedenen klinischen Setups eingesetzt werden können. Das modulare System ermöglicht eine einfache Integration und Anpassung an unterschiedliche medizinische Geräte.
- **Hohe Genauigkeit:** Die Sensorplatten gewährleisten eine präzise Erfassung von Druckänderungen, was eine exakte Überwachung der hämodynamischen Parameter sicherstellt.
- **Kompatibilität:** Sie sind kompatibel mit einer Vielzahl von Smiths Medical Überwachungsgeräten und können problemlos in bestehende Systeme eingebunden werden.
- **Robuste Bauweise:** Die Transducer Plates sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastungen und chemische Einflüsse bieten, was eine lange Lebensdauer



garantiert.

- **Einfacher Anschluss:** Die Platten verfügen über standardisierte Anschlüsse, die eine schnelle und sichere Verbindung zu medizinischen Geräten ermöglichen.

Anwendungsbereiche:

- Invasive Blutdrucküberwachung in Intensivstationen und Operationssälen
- Messung von zentralvenösem Druck (ZVD)
- Überwachung hämodynamischer Parameter bei kritisch kranken Patienten
- Integration in Systemen zur Messung von arteriellen und venösen Druckverläufen

Die Smiths Medical MX960 Modular Transducer Plates erfüllen höchste Qualitätsstandards und sind darauf ausgelegt, die Sicherheit und Effizienz in der Patientenüberwachung zu maximieren. Durch ihre präzise Messtechnologie unterstützen sie medizinisches Fachpersonal bei der schnellen und sicheren Diagnostik sowie Therapieentscheidung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

