



## SÖRING - SOERING HANDSTÜCK

SKU: F032023-K

~~1.055,00 €~~ **1.038,96 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Unkategorisiert](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Söring Handstück ist ein vielseitiges, präzises und ergonomisches Instrument, das in verschiedenen chirurgischen Disziplinen eingesetzt wird, insbesondere in der Laserchirurgie und der Mikrochirurgie. Durch seine Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und Werkzeugen und seine hochwertige Bauweise ist es ein unverzichtbares Zubehör in modernen Chirurgieabteilungen und für spezialisierte Eingriffe. Die Möglichkeit zur einfachen Sterilisation und die hohe Langlebigkeit machen es zu einem zuverlässigen Werkzeug für Chirurgen.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

