



SOMNO MEDICS SOMNOSCREEN PLUS PSG POLYSOMNOGRAPHIC SYSTEM MIT ZUBEHÖR

SKU: EH012025

~~7.199,00 €~~ **7.020,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das SomnoMedics SOMNOscreen Plus PSG Polysomnographic System ist eine hochentwickelte Lösung für die Diagnostik von Schlafstörungen, die sowohl im Schlaflabor als auch im Heimgebrauch verwendet werden kann. Mit seiner vielseitigen Messfunktion, der komfortablen Handhabung und der intuitiven Software bietet es eine effektive und präzise Methode zur Analyse des Schlafs und zur Identifikation von Schlafstörungen wie Schlafapnoe, Insomnie und anderen verwandten Erkrankungen. Es ist ein wertvolles Werkzeug für Schlafmediziner und Patienten gleichermaßen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

