



**SONDE / PROBLE 5MHZ FÜR LOGIQ 100
SERIE**

SKU: L112012-03

gepflegt
Vollfunktionsfähig
Keine Kristallausfälle

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet unter anderem für .GE LOGIQ 100
Frequenz . 5Mhz

Differenzbesteuerte Ware nach §25a UStG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

