



SONOACE L5-9EC LINEAR ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE

SKU: A0012014-01

geeignet, unter anderen für .SONOACE // MEDISON
SA-5500; 6000C; 6000-II ; 8000 ...

Frequency 5.0-9 Mhz

Anwendung. Abdomen, Fetal heart, Gynecology and OB

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .SONOACE // MEDISON SA-5500; 6000C; 6000-II ; 8000 ...

Frequency 5.0-9 Mhz

Anwendung. Abdomen, Fetal heart, Gynecology and OB

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



MEDICAL
TRADE CENTER
HAMBURG

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

