



SONOACE MEDISON C3-7ED CONVEX ARRAY
ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE 3 -
7MHZ

SKU: A0012014-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung : C3-7ED

Hersteller . SONACE Combison Kretz
für Combison 401

Konvex Ultraschallkopf 3 - 7Mhz

Anwendung : Abdomen / Gynökologie

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung : C3-7ED

Hersteller . SONACE Combison Kretz
für Combison 401

Konvex Ultraschallkopf 3 - 7Mhz

Anwendung : Abdomen / Gynökologie

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

