



SONOACE / MEDISON C3-7EP ULTRASOUND TRANSDUCER

SKU: I102015-01

Medison / SonoAce / Samsung Convex 3 - 7 MHz C3-7ED

Hersteller: Medison / SonoAce / Samsung

Applikation: Abdomen Geburtshilfe

Convex 3 - 7 MHz

50mm Convex Probe for SonoAce 8000EX, SE, X6, X8

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Medison / SonoAce / Samsung Convex 3 - 7 MHz C3-7ED

Hersteller: Medison / SonoAce / Samsung

Applikation: Abdomen Geburtshilfe

Convex 3 - 7 MHz



50mm Convex Probe for SonoAce 8000EX, SE, X6, X8

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

