



SONOACE MEDISON HL5-9 LINEAR ARRAY ULTRASOUND TRANSDUCER PROBE.

SKU: AK012014-02

Linear Sonde 5 - 9 Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Linear array probe

Frequency: 5.0 - 9.0 MHz

Compatible with: SonoAce 5500/6000/8000/8800

Im sehr guten gepflegten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

