



## [SONY LMD-X310ST 31-INCH 4K LCD MEDICAL MONITOR](#)

**SKU:** GN052025-NV

Der Sony LMD-X310ST ist ein 31 Zoll großer 4K LCD-Monitor, der speziell für medizinische Anwendungen entwickelt wurde und eine herausragende Bildqualität sowie präzise Farbwiedergabe bietet. Dank seiner hohen Auflösung und zuverlässigen Leistung unterstützt er die exakte Darstellung medizinischer Bilder für Diagnostik und Chirurgie.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony LMD-X310ST** ist ein hochauflösender 31-Zoll-4K-LCD-Medizinmonitor, der speziell für den Einsatz in anspruchsvollen medizinischen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner überlegenen Bildqualität und präzisen Farbwiedergabe unterstützt dieser Monitor Chirurgen, Radiologen und medizinisches Fachpersonal bei der präzisen Diagnose und Behandlung.

### Hauptmerkmale:

- **4K UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel):** Bietet eine extrem detaillierte und scharfe Bilddarstellung, die für die Darstellung feiner anatomischer Strukturen unerlässlich ist.
- **31 Zoll großes LCD-Display:** Großzügige Bildschirmfläche ermöglicht eine komfortable Betrachtung und erleichtert die Zusammenarbeit im OP oder im Untersuchungsraum.
- **Hohe Farbgenauigkeit und Kontrastverhältnis:** Garantiert eine realitätsgetreue Farbdarstellung und differenzierte Graustufen, wichtig für die präzise Interpretation medizinischer Bilder.
- **Breiter Betrachtungswinkel:** Sicherstellung einer konsistenten Bildqualität aus verschiedenen Perspektiven, was die Teamarbeit im medizinischen Umfeld unterstützt.
- **Robustes und hygienisches Design:** Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und desinfizieren, um den hohen



Anforderungen an die Hygiene im medizinischen Umfeld gerecht zu werden.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Unterstützung verschiedener Videoeingänge (z. B. HDMI, DisplayPort) zur Integration in unterschiedliche medizinische Bildgebungssysteme.
- **Niedrige Latenz und schnelle Reaktionszeit:** Optimiert für Live-Bildübertragung, z. B. während minimalinvasiver Eingriffe.

Der Sony LMD-X310ST ist somit ideal geeignet für den Einsatz in Operationssälen, endoskopischen Stationen, radiologischen Abteilungen sowie bei der medizinischen Ausbildung. Er gewährleistet eine zuverlässige und präzise Bildwiedergabe, die den hohen Anforderungen moderner medizinischer Bildgebung entspricht.

#### **Zusammenfassung:**

Der Sony LMD-X310ST 31-inch 4K LCD Medical Monitor kombiniert modernste Display-Technologie mit einem anwenderfreundlichen Design, um eine optimale Unterstützung in kritischen medizinischen Anwendungen zu bieten. Seine hohe Auflösung, Farbtreue und Benutzerfreundlichkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die medizinische Diagnostik und Behandlung.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

