



## **SONY PVM-1450MD MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE**

**SKU:** 12-092013-0Q

Bildschirmdiagonale von 13"

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bildschirmdiagonale von 13"

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
Fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

