



## [SONY PVM-2043MD TRINITRON CRT MONITOR-ENDOSKOPIE](#)

**SKU:** U052018 // BT032022-NV

Der **Sony PVM-2043MD Trinitron CRT Monitor** ist speziell für die Endoskopie konzipiert und bietet eine herausragende Bildqualität mit präziser Farbdarstellung und hoher Auflösung. Dieses medizinische Display gewährleistet eine zuverlässige Visualisierung für diagnostische und therapeutische Eingriffe.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony PVM-2043MD Trinitron CRT Monitor** ist speziell für den Einsatz in der Endoskopie konzipiert und bietet eine herausragende Bildqualität, die den hohen Anforderungen medizinischer Bildgebung gerecht wird. Mit seiner fortschrittlichen **Trinitron-Technologie** gewährleistet der Monitor eine brillante Farbdarstellung sowie eine ausgezeichnete Schärfe und Kontrastdarstellung, die für präzise Diagnosen unverzichtbar sind.

Dank eines 20-Zoll-Bildschirms mit einem Seitenverhältnis von 4:3 bietet der PVM-2043MD eine großzügige Anzeigefläche, die eine detailreiche und klare Visualisierung endoskopischer Bilder ermöglicht. Die hohe Auflösung unterstützt die exakte Darstellung feiner Strukturen und erleichtert so die Beurteilung von Gewebe und Organen.

### Hauptmerkmale des Sony PVM-2043MD:

- **Trinitron CRT-Technologie:** Sorgt für lebendige Farben und hohe Bildklarheit ohne Bewegungsunschärfen.
- **Optimiert für Endoskopie:** Anpassung der Bildparameter speziell für die Anforderungen der medizinischen Endoskopie.
- **Hohe Auflösung:** Ermöglicht detaillierte Darstellung von endoskopischen Bilddaten.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Unterstützt verschiedene Signalformate, kompatibel mit gängigen Endoskopiesystemen.



- **Robustes und zuverlässiges Design:** Entwickelt für den Dauereinsatz im medizinischen Umfeld.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente zur schnellen Anpassung der Bildqualität.

Der Sony PVM-2043MD ist besonders geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern und Fachkliniken, die höchste Ansprüche an die Bildqualität bei endoskopischen Untersuchungen stellen. Durch seine präzise Farbwiedergabe und die stabile Bilddarstellung unterstützt der Monitor Mediziner dabei, Befunde sicher zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Zusammenfassend bietet der **Sony PVM-2043MD Trinitron CRT Monitor** eine zuverlässige und hochwertige Lösung für die medizinische Bildgebung in der Endoskopie, die durch technische Exzellenz und Benutzerfreundlichkeit überzeugt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Weight</b>	40 kg
---------------	-------



## GALLERIE

