



[SONY PVM-2053MD MONIOR](#)

SKU: ET042024-NV



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sony PVM-2053MD ist ein professioneller CRT-Monitor, der häufig in der medizinischen Bildgebung und in der Fernsehproduktion eingesetzt wird. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Spezifikationen des PVM-2053MD:

1. **Bildschirmgröße:** Der Monitor hat eine Bildschirmdiagonale von 20 Zoll (ca. 51 cm).
2. **Auflösung:** Er bietet eine hohe Auflösung, die für präzise Bilddarstellung in professionellen Anwendungen geeignet ist.
3. **Farbgenauigkeit:** Der PVM-2053MD ist bekannt für seine exzellente Farbgenauigkeit und -wiedergabe, was ihn ideal für Anwendungen macht, bei denen Farbtreue entscheidend ist.
4. **Eingänge:** Der Monitor unterstützt verschiedene Videoeingänge, darunter Composite, S-Video und RGB, was ihn vielseitig einsetzbar macht.
5. **Medizinische Anwendung:** Da er speziell für den medizinischen Bereich entwickelt wurde, erfüllt er bestimmte Standards für die Bildqualität und -sicherheit in der medizinischen Bildgebung.
6. **Robuste Bauweise:** Der Monitor ist robust gebaut und für den Einsatz in professionellen Umgebungen konzipiert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

