



## [SONY PVM-20M2MDE MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE](#)

**SKU:** HS012026

**Der Sony PVM-20M2MDE** ist ein hochauflösender 20-Zoll-Monitor, speziell entwickelt für die präzise Darstellung endoskopischer Bilder in medizinischen Anwendungen. Er bietet eine brillante Bildqualität mit zuverlässiger Farbtreue und schnellen Reaktionszeiten, um eine optimale Diagnostik und Behandlung zu unterstützen.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony PVM-20M2MDE Monitor** ist ein hochauflösender 20-Zoll-Farbmonitor, der speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Mit seiner herausragenden Bildqualität und präzisen Farbdarstellung unterstützt er Mediziner dabei, selbst feinste Details während minimalinvasiver Eingriffe zuverlässig zu erkennen und zu beurteilen.

### Technische Merkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Anzeige:** Der Monitor bietet eine native Auflösung von 1280 x 1024 Pixeln (SXGA), was eine scharfe und detailreiche Darstellung von Endoskopiebildern gewährleistet.
- **Optimierte Farbwiedergabe:** Dank fortschrittlicher Farbdarstellungstechnologien liefert der PVM-20M2MDE präzise und natürliche Farben, die für die Diagnostik und Dokumentation von entscheidender Bedeutung sind.
- **Störungsfreie Bildwiedergabe:** Die hohe Bildwiederholrate und geringe Latenz minimieren Verzögerungen und sorgen für eine flüssige Darstellung bewegter Bildsequenzen.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Der Monitor verfügt über verschiedene Eingänge, darunter SDI, Composite und VGA, die eine flexible Integration in bestehende Endoskopie-Systeme ermöglichen.
- **Robustes Design:** Das Gehäuse ist speziell für den anspruchsvollen medizinischen Einsatz konzipiert, leicht zu reinigen und entspricht den Hygienestandards im klinischen Umfeld.



- **Ergonomische Bedienung:** Ein übersichtliches Bedienfeld und intuitive Menüs erleichtern die Justierung von Bildparametern wie Helligkeit, Kontrast und Farbton.

#### **Anwendungsbereiche:**

Der Sony PVM-20M2MDE eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen endoskopischen Disziplinen, darunter:

- Gastroenterologie
- Urologie
- Gynäkologie
- HNO-Medizin
- Chirurgische Interventionen

**Fazit:** Mit dem Sony PVM-20M2MDE Monitor erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges und leistungsfähiges Anzeigeelement, das die Bildqualität in der Endoskopie auf ein neues Niveau hebt. Die Kombination aus exzellenter Auflösung, präziser Farbwiedergabe und robustem Design macht ihn zu einer optimalen Lösung für den klinischen Alltag.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

