



**SONY UP-21MD COLOR VIDEO PRINTER /  
COLOR A6 PRINTER (ENDOSCOPY /  
ULTRASOUND**

**SKU: AC032017 // AG072017 // DX1117-R1 //  
DW112017-R1 // AZ20  
349,00 €**

Color Video Printer, gebraucht

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#), [Video-Drucker und -Recorder](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

BY032019 // EN-092020-VK // B052021-B // C052021-B (( BD-082020-B // T092021 /

Color Video Printer, gebraucht

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 8 kg



## GALLERIE

