



[SONY UP-895MD VIDEO PRINTER SCHWARZ WEISS VIDEOPRINTER SONY UP 895 MD](#)

SKU: GC072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Sony UP-895MD ist ein zuverlässiger Schwarz-Weiß-Videoprinter, der hochauflösende medizinische Bilddaten schnell und präzise auf Fotopapier ausgibt. Mit seiner kompakten Bauweise eignet er sich ideal für den Einsatz in klinischen Umgebungen, um diagnostische Bilder in bester Qualität bereitzustellen.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony UP-895MD Video Printer** ist ein hochleistungsfähiger **Schwarz-Weiß-Video drucker**, der speziell für den Einsatz im medizinischen Bereich entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht die schnelle und präzise Ausgabe von Videobildern in diagnostischer Qualität, was eine effiziente Dokumentation und Archivierung von Bilddaten aus medizinischen Untersuchungen garantiert.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Schwarz-Weiß-Drucktechnologie:** Der UP-895MD verwendet eine Thermosublimationstechnologie, die gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder in Graustufen erzeugt, ideal für die Darstellung feinsten Details bei medizinischen Bildgebungsverfahren.
- **Hohe Bildqualität:** Mit einer Auflösung von bis zu 300 dpi gewährleistet der Drucker klare und präzise Bilder, die für die Diagnoseunterstützung in Bereichen wie Ultraschall, Endoskopie und anderen bildgebenden Verfahren unerlässlich sind.



- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Der Printer erstellt ein Bild in weniger als 10 Sekunden, was einen zügigen Arbeitsablauf in klinischen Umgebungen unterstützt.
- **Kompatibilität:** Der UP-895MD ist kompatibel mit verschiedenen medizinischen Videogeräten und unterstützt standardisierte Schnittstellen, wodurch eine einfache Integration in bestehende Systeme möglich ist.
- **Robustes und kompaktes Design:** Das schlanke, platzsparende Gehäuse in elegantem Schwarz ist optimal für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen und erfüllt die Anforderungen an eine zuverlässige Dauerbetriebslösung.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente und eine benutzerfreundliche Menüführung ermöglichen eine unkomplizierte Handhabung auch in stressigen klinischen Situationen.

Anwendungsbereiche:

- Ultraschalluntersuchungen
- Endoskopie
- Kardiologie
- Orthopädie
- Andere bildgebende diagnostische Verfahren

Der Sony UP-895MD Videoprinter ist somit eine zuverlässige Lösung für medizinische Einrichtungen, die Wert auf schnelle, qualitativ hochwertige und langlebige Bilddokumentation legen. Seine präzise Drucktechnik unterstützt Ärzte und medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung zu optimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

