



[SONY UP-960CE](#)

SKU: EQ042024

999,00 € **701,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Drucker](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sony UP-960CE ist ein professioneller Drucker, der speziell für die medizinische Bildgebung entwickelt wurde. Er wird häufig in Kliniken und Krankenhäusern eingesetzt, um hochqualitative Ausdrücke von medizinischen Bildern, wie z.B. Ultraschallbildern, Röntgenaufnahmen oder CT-Scans, zu erstellen. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Spezifikationen des Sony UP-960CE:

1. **Drucktechnologie:** Der UP-960CE verwendet eine thermische Drucktechnologie, die für ihre hohe Bildqualität bekannt ist.
2. **Druckformat:** Der Drucker kann verschiedene Papierformate verarbeiten, was ihn flexibel für unterschiedliche Anwendungen macht.
3. **Bildqualität:** Er bietet eine hohe Auflösung und exzellente Farbgenauigkeit, was für die medizinische Bildgebung entscheidend ist.
4. **Schnelligkeit:** Der Drucker ist darauf ausgelegt, schnell zu arbeiten, um den Anforderungen in einer hektischen klinischen Umgebung gerecht zu werden.
5. **Benutzerfreundlichkeit:** Der UP-960CE verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle und einfache Bedienung, was die Integration in bestehende Systeme erleichtert.
6. **Anschlüsse:** Er unterstützt verschiedene Schnittstellen zur Verbindung mit Ultraschallgeräten und anderen bildgebenden Systemen.
7. **Zuverlässigkeit:** Sony-Produkte sind bekannt für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im professionellen Einsatz.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

