



SONY UP-D895MD DIGITAL VIDEO THERMAL PRINTER

SKU: FB072025-

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Sony UP-D895MD Digital Video Thermal Printer bietet eine schnelle und hochauflösende Bilddruckqualität, ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen. Mit seiner zuverlässigen Thermodrucktechnologie ermöglicht er klare und detailreiche Ausdrücke von Ultraschall- und Videoaufnahmen in kompakter Bauweise.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

