



[SONY UP-D895MD SCHWARZWEISS-THERMODRUCKER](#)

SKU: HN012025 - DX072025

~~299,00 €~~ **210,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **SONY UP-D895MD** ist ein zuverlässiger Schwarzweiß-Thermodrucker, der speziell für den medizinischen Einsatz entwickelt wurde und durch hohe Druckqualität sowie schnelle Ausgabe überzeugt. Sein kompaktes Design ermöglicht eine einfache Integration in klinische Arbeitsumgebungen, während die wartungsarme Technik eine störungsfreie Nutzung garantiert.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SONY UP-D895MD** ist ein hochmoderner **Schwarzweiß-Thermodrucker**, der speziell für den Einsatz im medizinischen Bereich entwickelt wurde. Er bietet eine herausragende Bildqualität und Zuverlässigkeit, die den strengen Anforderungen von Kliniken, Praxen und medizinischen Fachabteilungen gerecht wird.

Technische Highlights und Funktionen:

- **Erstklassige Druckqualität:** Der UP-D895MD erzeugt gestochen scharfe, kontrastreiche Schwarzweißbilder, die eine präzise Befunddokumentation ermöglichen.
- **Schneller Thermodruck:** Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 6 Bildern pro Minute gewährleistet der Drucker effiziente Arbeitsabläufe ohne lange Wartezeiten.
- **Hohe Auflösung:** Die Auflösung von bis zu 300 dpi sorgt für detailgenaue Ausdrücke, die auch kleinste Details



gut erkennbar machen.

- **Robustes und kompaktes Design:** Das platzsparende Gehäuse passt optimal in beengte Arbeitsumgebungen und ist gleichzeitig langlebig für den täglichen Gebrauch.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienung und einfache Integration in bestehende medizinische Bildgebungssysteme (z. B. Ultraschallgeräte) machen den Drucker besonders anwenderfreundlich.
- **Wartungsarm:** Dank der Thermodrucktechnologie entfallen Farbband- oder Tonerwechsel, was den Wartungsaufwand minimiert und die Betriebskosten senkt.

Anwendungsbereiche:

Der SONY UP-D895MD eignet sich ideal für den Druck von medizinischen Bildern wie Ultraschall-, Endoskopie- oder Radiologieaufnahmen. Durch seine hohe Druckqualität unterstützt er Ärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und medizinische Befunde effektiv zu dokumentieren.

Fazit:

Mit dem SONY UP-D895MD erhalten medizinische Einrichtungen einen zuverlässigen, schnellen und qualitativ hochwertigen Thermodrucker, der speziell auf die Bedürfnisse der medizinischen Bildgebung abgestimmt ist. Seine Kombination aus hervorragender Druckqualität, Benutzerfreundlichkeit und geringer Wartung macht ihn zu einer wertvollen Investition für die medizinische Dokumentation.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

