




[SONY UP-D897 DIGITAL GRAPHIC PRINTER](#) [USB -THERMODRUCKER](#)

SKU: BA092025

SONY UP-D897 Digital Graphic Printer USB ist ein hochauflösender Thermodrucker, der präzise und schnelle Ausdrücke medizinischer Bilder ermöglicht. Mit seiner USB-Schnittstelle gewährleistet er eine einfache Integration in bestehende Systeme und bietet zuverlässige Druckqualität für den klinischen Einsatz.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SONY UP-D897 Digital Graphic Printer** ist ein hochmoderner Thermodrucker, der speziell für den medizinischen Bereich entwickelt wurde. Er überzeugt durch seine herausragende Druckqualität und Zuverlässigkeit, die in klinischen Umgebungen unabdingbar sind.

Hauptmerkmale:

- **Thermodrucktechnologie:** Ermöglicht ein gestochen scharfes, klares Druckbild ohne den Einsatz von Tinte oder Toner, was die Betriebskosten senkt und die Wartung vereinfacht.
- **Digitale Grafikdruckfunktion:** Ideal zur Darstellung von medizinischen Bildern, wie Ultraschallaufnahmen, EKG-Kurven oder anderen diagnostischen Grafiken, mit hoher Auflösung.
- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Unterstützt einen effizienten Arbeitsablauf in medizinischen Einrichtungen durch zügigen Ausdruck von Berichten und Bildern.
- **USB-Schnittstelle:** Ermöglicht eine einfache und universelle Verbindung zu modernen medizinischen Geräten und Computern für eine nahtlose Integration in bestehende Systeme.
- **Robustes und kompaktes Design:** Passt ideal in beengte Arbeitsumgebungen und ist für den Dauereinsatz konzipiert.



Technische Vorteile:

- Hohe Auflösung von bis zu 576 dpi für präzise Darstellung medizinischer Details.
- Unterstützung verschiedener Papierformate, einschließlich Thermopapierrollen, die speziell für den medizinischen Einsatz geeignet sind.
- Leiser Betrieb, der die Arbeitsatmosphäre in Kliniken und Praxen nicht stört.
- Einfache Bedienung und Wartung durch benutzerfreundliche Schnittstellen und austauschbare Papierrollen.

Der **SONY UP-D897** ist die ideale Lösung für medizinische Einrichtungen, die auf zuverlässige, hochwertige Ausdrücke angewiesen sind. Er unterstützt Ärzte und medizinisches Personal dabei, Diagnosen präzise zu dokumentieren und Patienteninformationen effizient zu verwalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

