



## [SONY UP-D897 THERMODRUCKER PRINTER](#)

SKU: GT082025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Thermodrucker](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony UP-D897 Thermodrucker** ist ein hochmoderner, kompakter Drucker, der speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Mit seiner herausragenden Druckqualität und Zuverlässigkeit eignet er sich ideal für die schnelle und präzise Ausgabe von medizinischen Daten, Bildern und Berichten.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Thermodrucktechnologie:** Der UP-D897 verwendet eine innovative Thermodrucktechnologie, die eine schnelle und geräuschlose Druckausgabe ermöglicht, ohne dass Tinte oder Toner benötigt werden.
- **Hohe Druckauflösung:** Mit einer Auflösung von bis zu 576 dpi sorgt der Drucker für gestochen scharfe und detailreiche Ausdrücke, die für die medizinische Bildgebung essenziell sind.
- **Vielseitige Medienunterstützung:** Der Drucker kann verschiedene Papierformate und -arten verarbeiten, darunter Thermopapierrollen in unterschiedlichen Breiten, was ihn flexibel für diverse Anwendungen macht.
- **Kompaktes und robustes Design:** Das platzsparende Gehäuse ist ideal für beengte Arbeitsumgebungen in Kliniken oder Arztpraxen. Gleichzeitig garantiert das robuste Design eine lange Lebensdauer auch bei intensivem Gebrauch.
- **Hohe Druckgeschwindigkeit:** Mit einer schnellen Druckgeschwindigkeit unterstützt der UP-D897 effiziente Arbeitsabläufe, was besonders in Notfallsituationen von Vorteil ist.
- **Einfache Integration:** Der Drucker bietet vielfältige Schnittstellenoptionen, einschließlich USB und parallelem Anschluss, wodurch eine unkomplizierte Anbindung an medizinische Geräte und Computersysteme gewährleistet wird.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerungsmechanismen und ein leicht zugänglicher Papierwechsel erleichtern den täglichen Einsatz.

### Anwendungsbereiche:



Der Sony UP-D897 Thermodrucker findet breite Anwendung in verschiedenen medizinischen Bereichen, unter anderem:

- Druck von Ultraschallbildern
- Ausgabe von EKG- und anderen diagnostischen Berichten
- Dokumentation in Laboratorien und Kliniken
- Visualisierung von Patientendaten direkt am Behandlungsplatz

**Fazit:**

Der Sony UP-D897 Thermodrucker ist eine zuverlässige und hochwertige Lösung für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise, schnelle und geräuscharme Druckergebnisse legen. Seine robuste Bauweise sowie die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten machen ihn zu einem unverzichtbaren Gerät für den professionellen Klinik- und Praxisalltag.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

## GALLERIE

