



[SONY UP-D898MD \(UPD898MD\) DIGITAL BLACK AND WHITE THERMAL PRINTER](#)

SKU: HY052025-NV

Der Sony UP-D898MD ist ein hochauflösender, digitaler Schwarz-Weiß-Thermodrucker, der speziell für den medizinischen Einsatz entwickelt wurde. Er gewährleistet eine präzise und schnelle Druckqualität für diagnostische Bildgebung und bietet zuverlässige Ergebnisse im klinischen Alltag.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#), [Video-Drucker](#) und [-Recorder](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Sony UP-D898MD** ist ein hochmoderner, digitaler Schwarz-Weiß-Thermodrucker, der speziell für den Einsatz im medizinischen Bereich entwickelt wurde. Durch seine fortschrittliche Technologie bietet der Drucker eine herausragende Bildqualität und Zuverlässigkeit, die für die präzise Dokumentation medizinischer Bildgebung unerlässlich sind.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hohe Druckauflösung:** Mit einer Auflösung von bis zu 600 dpi liefert der UP-D898MD gestochen scharfe und klare Schwarz-Weiß-Bilder, die eine exakte Diagnostik unterstützen.
- **Schnelle Druckgeschwindigkeit:** Der Drucker ermöglicht eine zügige Ausgabe der Bilder, wodurch Wartezeiten reduziert und der Workflow in der medizinischen Praxis oder Klinik optimiert werden.
- **Zuverlässige Thermodrucktechnologie:** Die Verwendung von Thermopapier garantiert eine wartungsarme Bedienung ohne den Einsatz von Tinten oder Tonern, was den Betrieb kosteneffizient und hygienisch gestaltet.
- **Kompatibilität:** Der UP-D898MD ist kompatibel mit verschiedenen medizinischen Bildgebungssystemen wie Ultraschallgeräten und Endoskopen, wodurch eine flexible Integration in bestehende Arbeitsumgebungen möglich ist.



- **Kompaktes und robustes Design:** Das platzsparende Gehäuse ist auf die Anforderungen medizinischer Einrichtungen abgestimmt und gewährleistet eine langlebige Nutzung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente und eine benutzerfreundliche Schnittstelle erleichtern das Handling und reduzieren die Einarbeitungszeit für das Personal.

Anwendungsbereiche:

Der Sony UP-D898MD eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen medizinischen Fachgebieten wie:

- Ultraschall-Diagnostik
- Endoskopie
- Kardiologie
- Gynäkologie
- Allgemeine klinische Bildgebung

Fazit:

Der Sony UP-D898MD ist ein zuverlässiger und leistungsstarker Thermodrucker, der durch seine hervorragende Bildqualität, schnelle Druckgeschwindigkeit und einfache Integration in medizinische Systeme überzeugt. Er stellt eine wertvolle Unterstützung für medizinisches Fachpersonal dar, um präzise und professionelle Druckergebnisse in der Patientenversorgung zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

