



## [SÖRING 94-106 // 610K0055 // 922565 //](#) [HANDSTCK FÜR SONOCA - SÖRING](#)

SKU: A042022-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

### **Handstück für Sonoca – Söring 94-106**

**(Artikelnummer 610K0055 / 922565)** ist ein hochwertiges, präzise gefertigtes medizinisches Instrument, das speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Knochenchirurgie entwickelt wurde. Es gewährleistet optimale Handhabung und Zuverlässigkeit bei Ultraschallanwendungen.



---

Categories: [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Handstück für Sonoca** von **Söring** (Modellnummer 94-106, Artikelnummer 610K0055, Ersatzteilnummer 922565) ist ein hochwertiges, präzise gefertigtes Zubehörteil, das speziell für den Einsatz mit der Sonoca Ultraschallchirurgie entwickelt wurde. Dieses Handstück gewährleistet eine optimale Übertragung der Ultraschallenergie und unterstützt so eine effiziente und sichere Behandlung in der chirurgischen Praxis.

### **Eigenschaften und technische Details:**

- **Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf Sonoca Systeme von Söring, um eine perfekte Passgenauigkeit und Funktionalität sicherzustellen.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien, die eine lange Lebensdauer und einfache Sterilisationsfähigkeit garantieren.
- **Ergonomisches Design:** Für eine komfortable Handhabung während langer Eingriffe und präzise Führung des Instruments.
- **Leistungsoptimierung:** Gewährleistet eine effiziente Ultraschallenergieübertragung, was zu präzisen



Schnitten, minimalinvasiven Eingriffen und schneller Wundheilung beiträgt.

- **Wartungsfreundlich:** Modular aufgebaut für einfache Reinigung, Wartung und schnellen Austausch bei Bedarf.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Ultraschallchirurgie in der allgemeinen Chirurgie
- Orthopädie und Traumatologie
- Neurochirurgie
- Gefäßchirurgie
- Weitere chirurgische Disziplinen, die präzise und schonende Gewebearbeitung erfordern

Das Handstück ist ein essenzielles Zubehör für die Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit Ihres Sonoca Ultraschallsystems und trägt maßgeblich zur Sicherheit und Effektivität Ihrer chirurgischen Eingriffe bei. Durch die Verwendung von Originalteilen wie diesem Handstück gewährleisten Sie eine optimale Systemfunktion und verlängern die Lebensdauer Ihres Gerätes.

**Lieferumfang:** 1 x Handstück für Sonoca (Modell 94-106, Art.-Nr. 610K0055, Ersatzteil-Nr. 922565)

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

