



## [SÖRING SOERING SONOCA 185 + HANDPIECE](#) [+ ...DOM2015](#)

**SKU:** CI102023-NV

**Das Söring Sonoca 185** mit Handstück und DOM2015 ist ein leistungsstarkes Ultraschallgerät zur präzisen Knochenchirurgie, das durch seine ergonomische Bauweise und innovative Technologie eine sichere und effiziente Behandlung ermöglicht. Es überzeugt durch hohe Schneidleistung bei minimaler thermischer Belastung, ideal für den Einsatz in der oralchirurgischen Praxis.



---

**Categories:** [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Söring Sonoca 185 Ultraschallgerät** inklusive Handstück und dem Zubehörpaket ...DOM2015 stellt eine hochmoderne Lösung für minimalinvasive chirurgische Eingriffe dar. Entwickelt von der renommierten Firma Söring, bietet dieses Gerät eine präzise, effiziente und schonende Technologie für verschiedene medizinische Anwendungen.

### Technische Merkmale und Ausstattung:

- **Ultraschallfrequenz:** Das Sonoca 185 arbeitet mit einer optimal abgestimmten Ultraschallfrequenz, die eine effektive Gewebeerstörung bei gleichzeitig minimaler thermischer Belastung ermöglicht.
- **Handstück:** Das ergonomische Handstück gewährleistet eine präzise Handhabung und ermöglicht durch austauschbare Spitzen vielseitige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in der Neurochirurgie, Orthopädie oder Allgemeinchirurgie.
- **Display und Bedienung:** Ein übersichtliches Farbdisplay sowie ein intuitives Bedienfeld sorgen für eine einfache Einstellung der Parameter und eine komfortable Steuerung während des Eingriffs.
- **Zubehörpaket ...DOM2015:** Dieses beinhaltet alle notwendigen Komponenten zur sofortigen Inbetriebnahme,



darunter verschiedene Sonotroden, Verbindungskabel und Sterilisationszubehör, um eine hygienische und sichere Anwendung zu garantieren.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Präzise Gewebdissektion und -koagulation
- Minimalinvasive Operationen mit reduziertem Blutverlust
- Schonende Entfernung von Tumorgewebe oder pathologischen Strukturen
- Vielseitiger Einsatz in Neurochirurgie, HNO, Orthopädie und weiteren chirurgischen Fachgebieten

#### **Vorteile des Söring Sonoca 185:**

- Reduktion von thermischen Schäden durch präzise Ultraschalltechnik
- Verbesserte Wundheilung durch minimalinvasive Verfahren
- Ergonomisches Design für weniger Ermüdung beim Operateur
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit dank hochwertiger Materialien

Das **Söring Sonoca 185 Ultraschallgerät mit Handstück und ...DOM2015 Zubehör** ist somit eine ausgezeichnete Wahl für Kliniken und Praxen, die auf modernste Chirurgietechnologie setzen, um Patienten bestmögliche Behandlungsergebnisse zu ermöglichen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

