



## SPACELABS CARDIO EXPRESS SL12 SL 12 EKG MIT ABLEITUNGSKABEL

**SKU:** C102025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Spacelabs Cardio Express SL12** ist ein hochmodernes EKG-Gerät, das speziell für den klinischen Einsatz zur kontinuierlichen Überwachung und präzisen Aufzeichnung der Herzaktivität entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige und benutzerfreundliche Lösung für die schnelle und genaue Erfassung von 12-Kanal-EKG-Daten.

#### Hauptmerkmale:

- **12-Kanal-EKG-Aufzeichnung:** Ermöglicht eine umfassende Erfassung der Herzaktivität mit hoher Auflösung und Detailgenauigkeit.
- **Inklusive Ableitungskabel:** Das mitgelieferte hochwertige Ableitungskabel sorgt für eine sichere und störungsfreie Signalübertragung von den Elektroden zum Gerät.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche und einfache Handhabung erleichtern den Einsatz im klinischen Alltag.
- **Kompaktes und robustes Design:** Ideal für den Einsatz sowohl auf Stationen als auch im Notfallbereich.
- **Präzise Signalqualität:** Modernste Technologie minimiert Artefakte und gewährleistet eine zuverlässige Diagnostik.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit verschiedenen Datenmanagementsystemen zur

einfachen Integration in bestehende Krankenhausinfrastrukturen.

### Anwendungsbereiche:

Das Spacelabs Cardio Express SL12 eignet sich hervorragend für die **kardiologische Diagnostik**, die Überwachung von Patienten im Krankenhaus sowie für ambulante Untersuchungen. Es unterstützt Ärzte und medizinisches Fachpersonal dabei, Herzrhythmusstörungen, Ischämien und andere kardiale Auffälligkeiten schnell und zuverlässig zu erkennen.

### Technische Details:

- 12-Kanal-EKG mit simultaner Ableitung
- Hochwertiges Ableitungskabel inklusive
- Display für Echtzeitüberwachung
- Speicherfunktion zur Dokumentation und Nachanalyse
- Stromversorgung: Batteriebetrieben mit langer Laufzeit
- Abmessungen: kompakt und leicht für maximale Mobilität

Durch seine präzise Messtechnik und die einfache Integration in klinische Abläufe stellt das **Spacelabs Cardio Express SL12** eine wertvolle Unterstützung im Bereich der kardiologischen Diagnostik dar. Die Kombination aus zuverlässiger Technik und anwenderfreundlichem Design gewährleistet eine optimale Patientenversorgung und unterstützt die medizinische Entscheidungsfindung effektiv.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

