



[SPIGGLE & THEIS TUBOMANOMETER TMM 2.3 HNO HEILKUNDE](#)

SKU: AW082024

~~2.000,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [HNO](#), [Messgerät](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Spiggle & Theis Tubomanometer TMM 2.3 ist ein spezialisiertes medizinisches Gerät, das in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) verwendet wird. Es dient zur Messung des Drucks in den Nasennebenhöhlen und kann bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen im HNO-Bereich hilfreich sein. Hier sind einige wichtige Merkmale und Vorteile des Tubomanometers:

Merkmale:

1. **Druckmessung:**

- Das Tubomanometer ermöglicht die präzise Messung des Drucks in den Nasennebenhöhlen, was für die Beurteilung von Erkrankungen wie Sinusitis wichtig ist.

2. **Einfache Handhabung:**

- Das Gerät ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass es sowohl von Fachärzten als auch von medizinischem Personal leicht bedient werden kann.

3. **Robuste Bauweise:**

- Die Konstruktion des TMM 2.3 ist auf Langlebigkeit ausgelegt, um den Anforderungen einer klinischen Umgebung standzuhalten.

4. **Kalibrierbarkeit:**

- Das Gerät kann kalibriert werden, um genaue Messwerte zu gewährleisten, was für diagnostische Zwecke entscheidend ist.

5. **Kompakte Größe:**

- Das Tubomanometer hat eine kompakte Bauweise, die es einfach macht, es in verschiedenen klinischen Umgebungen zu verwenden oder zu transportieren.



Vorteile:

- **Diagnoseunterstützung:** Durch die präzise Druckmessung können Ärzte besser beurteilen, ob eine Erkrankung der Nasennebenhöhlen vorliegt und welche Therapieansätze sinnvoll sind.
- **Therapieüberwachung:** Das Gerät kann auch zur Überwachung des Therapiefortschritts bei Patienten mit chronischen HNO-Erkrankungen eingesetzt werden.
- **Vielseitige Anwendung:** Es kann in verschiedenen Bereichen der HNO-Heilkunde eingesetzt werden, einschließlich der Diagnostik von Allergien und anderen Atemwegserkrankungen.

Anwendungsbereiche:

- Diagnostik und Behandlung von Sinusitis
- Untersuchung von Allergien
- Beurteilung von Atemwegserkrankungen
- Unterstützung bei chirurgischen Eingriffen im HNO-Bereich

Das Spiggle & Theis Tubomanometer TMM 2.3 ist somit ein wertvolles Hilfsmittel für HNO-Ärz

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

