



## SPIROMETER CUSTO VIT R MIT WIDERSTANDSMESSUNG GROSSER MONITOR KPL.

**SKU:** R122011

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Spirometer Custo Typ Custovit R mit Resistancemessung für schnelle Obstruktionserkennung mit großem Leuchtbildschirm mit Auswertung der VC - FVC .Bei der Resistancemessung wird ein Luftstrom auf den Atemstrom aufmoduliert nach Prof. Sim Das Gerät hat einen eigenen Drucker und wird mit dem Pneumotachograph incl. Siebrohr( wird immer desinfiziert, also fast keinen Verschleiß oder Verbrauchskosten) Zubehör: Gebrauchsanleitung diversePappmündstücke,Nasenklemme und werden geliefert

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)



0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

