



SPIROMETER LUNGENFUNKTIONSMESSER
VITALOGRAPH 6800 + SOFTWARE UND
KALIBRIERPUMPE

SKU: BF032012

Gerät + Kalibrierpumpe + Software
gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Spirometer // Lungenfunktionsmessgerät

VITALOGRAPH 8600

Lieferumfang

- 1 X VITALOGRAPH 8600**
- 1 X Verbindungskabel (R232 Schnittstelle beideseitig)**
- 1 X KALIBRIERPUMPE (1 Liter)**
- 1 x Software . SPIROTRAC IV MIT SERIEN NR**
- 1 X Bedienungsanleitung (Kopie)**



Beschreibung des Gerätes

VITALOGRAPH PNEUMOTRAC

Einfache Bedienung

Automatische Test-Qualitätskontrolle sowie Interpretation

Trenderstellung, Animation, Prae-/Postmessung u.v.m.

Aufnahmestation mit Hygienesystem

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

