



**ST JUDE EP-4 STIMULATOR ENSITE EE3000**  
**+ H700491**

**SKU:** JG052025



---

**Categories:** [Kardiologie](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der St. Jude Medical EP-4 Stimulator ist ein programmierbarer kardialer Stimulator, der für elektrophysiologische Untersuchungen entwickelt wurde. Er ermöglicht die präzise Steuerung von Stimulationsprotokollen zur Diagnose und Behandlung von Herzrhythmusstörungen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

