



STEPHAN STEPHANIE BEATMUNGSGERÄT

SKU: DM022022

STEPHAN Stephanie Beatmungsgerät ist ein zuverlässiges und benutzerfreundliches Gerät zur Unterstützung der Atemfunktion bei Patienten mit respiratorischen Einschränkungen. Es bietet präzise Steuerung der Beatmungsparameter und gewährleistet eine sichere, effektive Langzeitbeatmung in klinischen und häuslichen Umgebungen.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **STEPHAN Stephanie Beatmungsgerät** ist ein hochmodernes, tragbares Beatmungssystem, das speziell für die intensivmedizinische Versorgung von Patienten mit respiratorischen Einschränkungen entwickelt wurde. Es eignet sich sowohl für den Einsatz in Krankenhäusern als auch im außerklinischen Bereich, beispielsweise in der Notfallmedizin oder häuslichen Pflege.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Anpassungsfähige Beatmungsmodi:** Das Gerät unterstützt verschiedene Beatmungsmodi, darunter kontrollierte Beatmung, assistierte Beatmung, CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) und BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure), um individuell auf die Bedürfnisse jedes Patienten einzugehen.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Ein gut ablesbares Farbdisplay ermöglicht eine einfache Bedienung und schnelle Anpassung der Parameter durch medizinisches Fachpersonal.
- **Präzise Überwachung:** Integrierte Sensoren und Alarmsysteme überwachen kontinuierlich Atemfrequenz, Atemvolumen, Atemwegsdruck und Sauerstoffsättigung, wodurch eine sichere und effektive Beatmung gewährleistet wird.
- **Mobilität und Flexibilität:** Das kompakte und leichte Design erleichtert den Transport und ermöglicht den



Einsatz in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Notfalltransporten und ambulanter Versorgung.

- **Lange Batterielaufzeit:** Dank leistungsstarker Akkus gewährleistet das Gerät eine zuverlässige Funktion auch bei Stromausfällen oder während des Transports.
- **Kompatibilität:** Das STEPHAN Stephanie ist kompatibel mit zahlreichen medizinischen Zubehörteilen wie Sauerstoffzufuhrsystemen, Filtern und Masken, um eine individuelle Patientenversorgung zu ermöglichen.

Technische Daten:

- Atemmodi: CMV, SIMV, CPAP, BiPAP
- Atemfrequenz: 5 – 60 Atemzüge pro Minute
- Atemvolumen: 100 – 1500 ml
- Druckbereich: 0 – 60 cmH₂O
- Display: Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung
- Stromversorgung: Netzbetrieb und wiederaufladbarer Akku (bis zu 8 Stunden Laufzeit)
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Abmessungen: 30 x 25 x 15 cm

Das STEPHAN Stephanie Beatmungsgerät erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und Qualitätsstandards und ist somit eine zuverlässige Lösung für die lebenswichtige Unterstützung der Atmung bei Patienten mit akuten und chronischen Atemwegserkrankungen.

Zusammenfassung:

Mit seiner flexiblen Nutzung, präzisen Überwachung und anwenderfreundlichen Bedienung stellt das STEPHAN Stephanie Beatmungsgerät eine exzellente Wahl für Ärzte, Pflegepersonal und Rettungsdienste dar. Es unterstützt effektiv die Atemfunktion und trägt maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

