



## STERILISATOR / AUTOKLAV MELAG 15

**SKU:** Q022014

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Kesseleinheit 6,7 Liter,  
2 bar/134 °C,  
Kammerdurchmesser 15cm,  
Länge: 40cm.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

