



STERILISATOR / AUTOKLAV MELAG 15

SKU: Q022014

zzgl. Versandkosten

gepflegt Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: Autoklaven und Sterilisatoren

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kesseleinheit 6,7 Liter, 2 bar/134 °C, Kammerdurchmesser 15cm, Länge: 40cm.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig Im guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





