



STÖCKERT SIII 16-02-50 HYPOTHERMOEGERÄT

SKU: N/A

STÖCKERT SIII 16-02-50 Hypothermoegerät ist ein präzises medizinisches Gerät zur kontrollierten Temperaturregulation während chirurgischer Eingriffe. Es gewährleistet eine zuverlässige Hypothermiebehandlung zur Optimierung des Patientenkomforts und der Therapiesicherheit.



Categories: [Fundgrube](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

