



[STORZ 11301 BNX 11301BNX INTUBATIONS-VIDEOENDOSKOP - ENTMANTELT](#)

SKU: EL022020

STORZ 11301 BNX Intubations-Videoendoskop bietet eine hochauflösende Visualisierung für präzise und sichere Intubationen. Das entmantelte Design ermöglicht eine verbesserte Handhabung und optimale Sichtverhältnisse bei minimalinvasiven Eingriffen.



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **STORZ 11301 BNX Intubations-Videoendoskop** stellt eine hochmoderne Lösung für die sichere und präzise endotracheale Intubation dar. Dieses speziell entwickelte Videoendoskop ist auf die Anforderungen in der Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin zugeschnitten und gewährleistet eine verbesserte Sicht auf die Atemwege.

Produktmerkmale und technische Details:

- **Optisches System:** Hochauflösende Kamera mit optimaler Beleuchtung für eine klare Darstellung der anatomischen Strukturen.
- **Design:** Schlankes, ergonomisches Endoskop mit flexibler Spitze zur einfachen Navigation durch die Atemwege.
- **Entmanteltes Modell:** Das Modell 11301BNX ist *entmantelt*, was bedeutet, dass die äußere Schutzmanschette entfernt wurde, um den direkten Kontakt mit den Schleimhäuten zu optimieren und die Reinigung zu erleichtern.
- **Bildübertragung:** Real-time-Videoübertragung ermöglicht die sofortige visuelle Kontrolle während der Intubation.
- **Kompatibilität:** Geeignet für die Verwendung mit verschiedenen Intubationshilfen und -geräten.



Anwendungsbereiche:

- Schwierige Atemwegssituationen mit eingeschränkter Sichtbarkeit
- Routineintubationen zur Minimierung von Komplikationen
- Notfallintubationen in präklinischen und klinischen Umgebungen
- Lehr- und Trainingszwecke in der medizinischen Ausbildung

Vorteile des STORZ 11301 BNX Videoendoskops:

- Verbesserte Visualisierung der Kehlkopf-anatomie für eine präzisere Platzierung des Endotrachealtubus
- Reduzierung von Intubationsversuchen und damit verbundener Komplikationen
- Ergonomisches Handling für eine komfortable und sichere Anwendung
- Einfache Reinigung und Sterilisierbarkeit dank des entmantelten Designs
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen

Das **STORZ 11301 BNX Intubations-Videoendoskop** ist ein unverzichtbares Instrument für Fachpersonal, das höchste Ansprüche an Sicherheit und Effizienz bei der Atemwegssicherung stellt. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Optik und durchdachtem Design unterstützt es eine schnelle, sichere und atraumatische Intubation.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

