




[STORZ 201320 20 20132020 XENON 175 LICHTQUELLE](#)

SKU: C092025

STORZ 201320 20 Xenon 175 Lichtquelle bietet eine hochintensive, flimmerfreie Beleuchtung für medizinische Endoskopie-Anwendungen und gewährleistet eine exzellente Farbwiedergabe sowie optimale Sichtverhältnisse. Die langlebige Xenon-Technologie sorgt für zuverlässige und gleichbleibende Lichtqualität während des gesamten Eingriffs.



Categories: [Lichtquellen & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **STORZ 201320 20 Xenon 175 Lichtquelle** ist eine hochmoderne Beleuchtungseinheit, die speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie und endoskopischen Verfahren entwickelt wurde. Sie gewährleistet eine herausragende Lichtqualität, welche die Sichtverhältnisse während operativer Eingriffe erheblich verbessert.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarke Xenon-Lichtquelle:** Mit einer Lichtleistung von 175 Watt bietet die Lichtquelle eine helle, gleichmäßige und flimmerfreie Ausleuchtung, die für eine präzise Visualisierung von anatomischen Strukturen unerlässlich ist.
- **Exzellente Farbtreue:** Die Lichtquelle erzeugt ein tageslichtähnliches Spektrum, das die natürliche Farbdarstellung optimiert und somit eine genaue Beurteilung des Operationsfeldes ermöglicht.
- **Robustes und kompaktes Design:** Das Gerät ist ergonomisch konstruiert, um eine einfache Integration in bestehende OP-Systeme zu gewährleisten und gleichzeitig eine hohe Betriebssicherheit zu bieten.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Intuitive Steuerungselemente erlauben eine präzise Anpassung der Lichtintensität, sodass die Beleuchtung optimal an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden kann.
- **Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit:** Die Xenon-Lampe weist eine lange Lebensdauer auf, wodurch



Ausfallzeiten reduziert und die Betriebskosten minimiert werden.

Technische Spezifikationen:

- Leistung: 175 Watt Xenon-Lampe
- Lichtfarbe: Tageslichtähnlich (ca. 6000 K)
- Flimmerfreies Licht für verbesserte Bildqualität
- Kompatibilität: Geeignet für diverse endoskopische Systeme von KARL STORZ
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend, ideal für den OP-Tisch

Die **STORZ 201320 20 Xenon 175 Lichtquelle** ist eine unverzichtbare Komponente für chirurgische Einrichtungen, die Wert auf höchste Präzision und optimale Lichtverhältnisse legen. Durch ihre Zuverlässigkeit und hervorragende Lichtqualität unterstützt sie Chirurgen dabei, komplexe Eingriffe sicher und effizient durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

