



## STORZ 201331 20 20133120 XENON 300 WATT LICHTQUELLE LIGHT SOURCE

SKU: BS102024

~~2.499,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Lichtquellen & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die STORZ 201331 20 ist eine Xenon-Lichtquelle mit einer Leistung von 300 Watt, die häufig in der medizinischen Bildgebung und Endoskopie verwendet wird. Diese Lichtquelle bietet eine helle und konsistente Beleuchtung, die für verschiedene diagnostische und chirurgische Verfahren erforderlich ist.

Einige Merkmale dieser Lichtquelle könnten Folgendes umfassen:

- **Helle Lichtleistung:** Die Xenon-Technologie sorgt für eine hohe Lichtausbeute und eine natürliche Farbwiedergabe.
- **Lange Lebensdauer:** Xenon-Lampen haben in der Regel eine längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Lampentypen.
- **Einfache Bedienung:** Oft sind diese Geräte benutzerfreundlich gestaltet, mit einfachen Steuerungen für Helligkeit und andere Funktionen.
- **Kühlungssystem:** Um Überhitzung zu vermeiden, verfügen viele Modelle über integrierte Kühlsysteme.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

