



## [STORZ 20221030 202210 30 TELCAM KAMERAKOPF](#)

**SKU:** EI022026-K

**Storz 20221030 Telcam Kamerakopf** bietet eine hochauflösende Bildqualität für präzise endoskopische Untersuchungen und Eingriffe. Das robuste Design gewährleistet Zuverlässigkeit und optimale Handhabung im medizinischen Einsatz.



---

**Categories:** [Starre Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Storz 20221030 Telcam Kamerakopf** ist ein hochmodernes Endoskopie-Zubehörteil, das speziell für die präzise Bildgebung in der minimalinvasiven Chirurgie und Diagnostik entwickelt wurde. Dieses Kamerakopf-Modell zeichnet sich durch seine erstklassige optische Qualität und robuste Bauweise aus, die eine zuverlässige und langlebige Nutzung im klinischen Alltag gewährleistet.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Der Telcam Kamerakopf liefert scharfe und kontrastreiche Bilder, die eine exzellente Visualisierung von anatomischen Strukturen ermöglichen.
- **Kompatibilität:** Das Modell 20221030 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Storz-Endoskopen und Kamerasystemen, was eine flexible Integration in bestehende Arbeitsabläufe erlaubt.
- **Langlebige Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, überzeugt der Kamerakopf durch seine Beständigkeit gegenüber den Beanspruchungen im OP-Umfeld und häufigem Sterilisationsprozessen.
- **Einfache Handhabung:** Das ergonomische Design erleichtert die Montage und Handhabung, was den Workflow im Operationssaal optimiert und die Bedienung intuitiv gestaltet.
- **Optimierte Lichtführung:** Durch die präzise Lichtführung wird eine gleichmäßige Ausleuchtung des Sichtfeldes erreicht, was die Diagnostik und Therapie unterstützt.

### Anwendungsbereiche:



- Minimalinvasive Chirurgie
- Gastroenterologie
- Urologie
- HNO-Endoskopie
- Gynäkologie
- Weitere endoskopische Verfahren

Der **Storz 20221030 Telcam Kamerakopf** ist somit eine erstklassige Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise Bildgebung und zuverlässige Technik legen. Er unterstützt Mediziner dabei, Diagnosen zu stellen und Eingriffe sicher und effizient durchzuführen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 2 kg



## GALLERIE

