



## [STORZ 263310 20 - 26331020 INSUFFLATOR HAMOU ENDOMAT](#)

**SKU:** DV042025 - FB082025

**2.200,00 € 1.850,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Storz 263310 20 - Insufflator Hamou Endomat** ist ein präzises medizinisches Gerät zur kontrollierten CO<sub>2</sub>-Insufflation während endoskopischer Eingriffe, das eine zuverlässige Druck- und Volumenkontrolle gewährleistet. Es unterstützt Chirurgen durch seine intuitive Bedienung und hohe Sicherheit in der minimalinvasiven Chirurgie.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Storz 263310 20 Insufflator Hamou Endomat** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die Insufflation während endoskopischer und laparoskopischer Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Insufflator-Modell gewährleistet eine präzise und sichere CO<sub>2</sub>-Versorgung, um den Operationsbereich optimal zu erweitern und eine verbesserte Sicht für den Chirurgen zu ermöglichen.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Druck- und Volumenkontrolle:** Der Hamou Endomat reguliert den intraabdominellen Druck konstant, um das Risiko von Komplikationen zu minimieren und gleichzeitig eine optimale Arbeitsumgebung zu schaffen.
- **Schnelle Reaktionszeiten:** Das Gerät passt die CO<sub>2</sub>-Zufuhr dynamisch an Veränderungen während des Eingriffs an, was eine kontinuierliche Aufrechterhaltung des gewünschten Druckniveaus garantiert.
- **Integrierte Sicherheitssysteme:** Umfassende Schutzfunktionen überwachen permanent Druck, Flussrate und



Temperatur, wodurch Überdruck oder Gasembolie effektiv verhindert werden.

- **Ergonomisches und benutzerfreundliches Design:** Ein übersichtliches Bedienfeld ermöglicht eine intuitive Handhabung, unterstützt durch klare Anzeigen und Alarmer.
- **Hygienisches und wartungsfreundliches System:** Die Komponenten sind leicht zugänglich und für die Sterilisation ausgelegt, was den hygienischen Anforderungen im OP gerecht wird.

#### **Technische Spezifikationen:**

- CO<sub>2</sub>-Zufuhr: Regelbare Flussrate, typischerweise bis zu 20 l/min
- Druckbereich: Einstellbar zwischen 0 und 20 mmHg (oder entsprechend den OP-Anforderungen)
- Anzeige: Digitales Display für Druck- und Flussüberwachung
- Alarmsystem: Visuelle und akustische Warnungen bei Abweichungen
- Anschlüsse: Kompatibel mit Standard-Laparoskopie-Zubehör

Der **Storz 263310 20 Insufflator Hamou Endomat** ist somit ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die höchste Präzision und Sicherheit bei minimal-invasiven Operationen anstreben. Durch seine zuverlässige Leistung trägt das Gerät maßgeblich zu einem reibungslosen OP-Verlauf und einer verbesserten Patientenversorgung bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

