



[STORZ 28721050 HYBRID HANDPIECE FÜR SHAVER](#)

SKU: AS042025-K

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Storz 28721050 Hybrid Handpiece für Shaver** ist ein hochmodernes chirurgisches Instrument, das speziell für den Einsatz in minimalinvasiven Eingriffen entwickelt wurde. Es kombiniert die Vorteile innovativer Technologien, um eine präzise und effiziente Gewebeentfernung zu ermöglichen.

Dieses Handstück ist kompatibel mit einer Vielzahl von Shaver-Systemen und bietet durch seine ergonomische Bauweise eine optimale Handhabung und Kontrolle während des chirurgischen Eingriffs. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Hauptmerkmale des Storz 28721050 Hybrid Handpiece:

- **Hybrid-Technologie:** Ermöglicht den kombinierten Einsatz von mechanischer und elektrischer Schneidetechnik für präzises Schneiden und gleichzeitige Absaugung.
- **Ergonomisches Design:** Für komfortable Handhabung und Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei längeren Operationen.
- **Hochwertige Materialien:** Korrosionsbeständig und leicht zu sterilisieren, was die Hygiene und Patientensicherheit erhöht.
- **Kompatibilität:** Passgenau für eine Vielzahl von Storz Shaver-Systemen, was die Integration in vorhandene OP-Ausstattungen erleichtert.
- **Präzision und Effizienz:** Optimierte Schneidkanten und präzise Steuerung sorgen für saubere Schnitte und minimieren Gewebeschäden.

Das Storz 28721050 Hybrid Handpiece ist ideal geeignet für Anwendungen in der Arthroskopie, Endoskopie und



anderen operativen Verfahren, bei denen eine schonende und zugleich effektive Gewebeentfernung erforderlich ist. Durch die Kombination aus innovativer Technik, hochwertiger Verarbeitung und anwenderfreundlichem Design unterstützt dieses Handstück Chirurgen dabei, optimale operative Ergebnisse zu erzielen.

Zusammenfassung: Mit dem Storz 28721050 Hybrid Handpiece erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges und vielseitiges Werkzeug, das durch seine hybriden Funktionen, ergonomische Gestaltung und hohe Qualität überzeugt. Es stellt eine wertvolle Ergänzung für moderne chirurgische Shaver-Systeme dar und trägt maßgeblich zur Sicherheit und Effektivität minimalinvasiver Eingriffe bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

