



## [STORZ 29003TBG // SMART CART](#) [ENDOSKOPIE TURM](#)

**SKU:** FO102025

**Storz 29003TBG Smart Cart Endoskopie Turm** bietet eine kompakte und mobile Lösung für die moderne Endoskopie, die durch ihre intelligente Integration von Geräten eine effiziente Arbeitsweise unterstützt. Das ergonomische Design gewährleistet optimale Flexibilität und einfache Handhabung im klinischen Alltag.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#), [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Storz 29003TBG Smart Cart Endoskopie Turm** ist eine hochmoderne, modulare Lösung für den Einsatz in der minimal-invasiven Chirurgie und Endoskopie. Dieses System vereint innovative Technik mit ergonomischem Design und bietet eine optimale Arbeitsumgebung für medizinisches Personal in OP-Sälen und Endoskopieeinheiten.

### **Hauptmerkmale und Vorteile:**

- **Modulares Design:** Der Smart Cart ermöglicht eine flexible Konfiguration und Anpassung an verschiedene endoskopische Anwendungen und Geräte.
- **Hohe Kompatibilität:** Unterstützt eine Vielzahl von Endoskopiegeräten und Zubehörkomponenten von KARL STORZ, wodurch eine nahtlose Integration gewährleistet ist.
- **Platzsparend und mobil:** Dank kompakter Bauweise und leichtgängiger Rollen ist der Turm einfach zu bewegen und optimal in unterschiedlichste Raumgegebenheiten integrierbar.
- **Ergonomische Anordnung:** Sämtliche Bedienelemente, Anschlüsse und Displays sind übersichtlich und benutzerfreundlich positioniert, um einen effizienten Arbeitsfluss zu unterstützen.
- **Höchste Sicherheitsstandards:** Der Endoskopie-Turm entspricht den aktuellen Normen für medizinische Geräte und gewährleistet somit höchste Patientensicherheit und Hygiene.



- **Effiziente Kabelmanagement-Lösung:** Reduziert Kabelgewirr und erleichtert die Reinigung, was die Betriebssicherheit erhöht.

#### **Technische Details und Ausstattung:**

- Robuste Konstruktion aus hochwertigen Materialien für Langlebigkeit und Stabilität
- Mehrere Steckplätze für die Aufnahme von Endoskopie-Geräten, Monitore, Lichtquellen und Insufflatoren
- Integrierte Stromversorgungseinheiten mit Überspannungsschutz
- Flexible Ablageflächen und Schubladen zur geordneten Aufbewahrung von Instrumenten und Zubehör
- Optimierte Belüftung zur Vermeidung von Überhitzung der elektrischen Komponenten

Der **Storz 29003TBG Smart Cart Endoskopie Turm** ist die ideale Wahl für Kliniken und medizinische Einrichtungen, die auf hochqualitative und zuverlässige Endoskopie-Lösungen setzen. Er unterstützt das medizinische Personal durch seine durchdachte Konstruktion und trägt maßgeblich zur Optimierung endoskopischer Eingriffe bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

